

FORMULARIO PARA SOLICITAR SERVICIO PLANIFICACION DENTALPRIME

Servicio Exclusivo de Planificación para Cirugía Guiada con Implantes Ankylos

Software Simplant Pro

Datos Personales

Nombre Doctor: _____
 Rut Facturación: _____
 Razón Social: _____
 Dirección: _____
 Ciudad: _____

Nombre Paciente: _____
 Edad Paciente: _____
 Fecha Cirugía: _____

Datos para la planificación

1) Zona de la Cirugía: Maxilar Superior Maxila Inferior Ambos

2) Envío del modelo: Digitalmente Modelo en Yeso La digitalización del modelo tiene costo adicional.

3) Cantidad Implantes a instalar Milímetros Sub-óseo

4) Tipo de cirugía: Desdentado Parcial Desdentado Total


5) Guía Quirúrgica: Dentosoportada Mucosoportada Oseosoportada

6) Tipo Rehabilitación: Atornillada Cementada


7) Pilar a utilizar

Desdentado Parcial	Desdentado Total
Pilar TiBase <input type="checkbox"/>	Pilar Balance Base <input type="checkbox"/>
Pilar Standard <input type="checkbox"/>	Pilar Syncone <input type="checkbox"/>
Pilar Regular <input type="checkbox"/>	

Posición Implantes



Posición Restaurativa



8) Comentarios en la planificación a considerar

Servicio Adicional

Serv. Planificación Unitario Para 1 a 3 implantes*	Incluye Planificación + Guía Quirúrgica Impresa + 1 anillo Ankylos para la Guía	c/iva \$ 130.076	<input type="checkbox"/>
Serv. Planificación Total Para 4 a más implantes*	Incluye Planificación + Guía Quirúrgica Impresa (con tornillos de fijación) + 4 anillos Ankylos	\$ 265.000	<input type="checkbox"/>
* Entrega en 10 días hábiles / no incluye despacho a regiones			
Anillo Ankylos para la Guia Adicional (abiero / cerrado)		\$ 12.430	<input type="checkbox"/>
Escaneo Modelo		\$ 19.990	<input type="checkbox"/>
Fastrack 5 dias hábiles		\$ 35.700	<input type="checkbox"/>
Préstamo Kit Cirugia Guiada		\$ 25.000	<input type="checkbox"/>
Reductores para colocar Implantes A (3,5mm)		\$ 31.016	<input type="checkbox"/>
Reductores para colocar Implantes A (4,5mm)		\$ 45.777	<input type="checkbox"/>

Requisitos Archivos

1. Archivo DICOM (CB)CT

- ✓ Conebeam tomado con menos de 3 meses de antigüedad
- ✓ Paciente debe tener colocado el índice de mordida a la hora de tomar el conebeam (revisar manual preparación índice mordida).
- ✓ Debe ser de alta resolución, matriz 512x512, cortes de espesor entre 0.4 y 0.8mm, incremento de corte 0.3 a 0.5mm y Gantry Tilt 0 grados.
- ✓ En el caso de Desdentado Total se debe escanear también la prótesis y debe tener marcadores de igual diámetro y profundidad.

2. Archivo STL tejidos Blandos

Puede ser el escaneo intraoral o el escaneo extraoral de un modelo en yeso.

Los archivos deben enviarse por WeTransfer a planificacion@dentalprime.cl

ACEPTO:

- ✓ Al aceptar esto confirmo que la información entregada es real y precisa.
- ✓ Entiendo que debo enviar los archivos necesarios para la confección de la guía según los requisitos solicitados. Si alguno de los archivos enviados no cumple con los requisitos necesarios para la planificación, se deberá enviar nuevamente
- ✓ Acepto que para ver la planificación propuesta debo descargar el Simplant Viewer (sin costo) en un PC o ambiente Windows.

Inglés: <http://link.simplant.com/dentalsoftware/SimplantViewSetupEN.msi>

Español: <http://link.simplant.com/dentalsoftware/SimplantViewSetupES.msi>

- ✓ Acepto que se podrá realizar como máximo dos modificaciones a la planificación propuesta enviada para su aprobación.
- ✓ Acepto que tengo 24horas para aprobar la propuesta de planificación enviada
- ✓ Acepto pagar el Servicio Planificación, aunque después no requiera de la guía impresa.
- ✓ Acepto que pueden existir costos adicionales por la propuesta entregada (aumento implantes, anillos, etc.)

Completar y enviar por email (planificacion@dentalprime.cl) o por WhatsApp (+569 4756 2983)