

EL ÚNICO FABRICANTE 100% DEDICADO À ODONTOLOGIA!

Agujas e hilos desarrollados específicamente para garantizar un **alto desempeño** en las cirugías y en los resultados clínicos.



techsuture

DentalPRIME.cl





NYLON BLUE NB / Poliamida Monofilamentada Azul


Códigos	Hilos		Agujas			
	Diâmetro USP	Largo	Largo	Curvatura	Diâmetro	Corte
NB40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
NB40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
NB50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB50.17.38T-R	5-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
NB60.11.38T-N	6-0	45 cm	11 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB60.13.38T-N	6-0	45 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	

CARACTERÍSTICAS:

Poliamida Premium Azul com alta tenacidade, elasticidade média, e agulhas de corte triangular reverso de diâmetro estreito (N = < 0.39 mm) e/ou diâmetro regular (R = > 0.40 mm).

INDICAÇÕES:

Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 microcirurgias, fechamento de incisões oblíquas (relaxantes) e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.



NYLON SOFT BLUE NSB / Poliamida Monofilamentada Ultra Soft Azul


Códigos	Hilos		Agujas			
	Diâmetro USP	Largo	Largo	Curvatura	Diâmetro	Corte
NSB40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
NSB40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NSB40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
NSB50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NSB50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NSB50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.17.38T-R	5-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.20.38T-R	5-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	

CARACTERÍSTICAS:

Poliamida ultra soft azul com alta elasticidade, média tenacidade e agulhas de corte triangular reverso de diâmetro estreito (N = < 0.39 mm) e ou diâmetro regular (R = > 0.40 mm).

INDICAÇÕES:

Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 micro cirurgias e fechamento de relaxantes, e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.



PTFE / Politetrafluoretileno Monofilamentado


Códigos	Hilos		Agujas			
	Diâmetro USP	Largo	Largo	Curvatura	Diâmetro	Corte
PTFE40.15.12T-R	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	▼ Triangular Corte Reverso
PTFE40.15.38T-R	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PTFE40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PTFE40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	

CARACTERÍSTICAS:

Politetrafluoretileno, alta tenacidade, alta elasticidade e agulhas de corte triangular reverso no diâmetro regular (R = > 0.40 mm).

INDICAÇÕES:

Reconstruções ósseas avançadas, regenerações ósseas guiadas (ROG), sausage technique, entre outras. Cirurgias mais invasivas com maior incidência de edemas, e implantes associados a enxertos.



POLIPROPILENO / Polipropileno Monofilamentado Azul

Códigos	Hilos		Agujas			
	Diâmetro USP	Largo	Largo	Curvatura	Diâmetro	Corte
PP40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
PP40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
PP50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.17.38T-R	5-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.20.38T-R	5-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP60.11.38T-N	6-0	45 cm	11 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Triangular Corte Reverso
PP60.13.38T-N	6-0	45 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	▼ Espatulada
PP70.06.2.38E-40	7-0	40 cm	2 x 6 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP80.06.2.38E-40	8-0	40 cm	2 x 6 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	

CARACTERÍSTICAS:

Polipropileno Azul, média tenacidade, média elasticidade e agulhas de corte triangular reverso nos diâmetros estreito (N = <0.39 mm), e/ou diâmetro regular (R = >0.40 mm)

INDICAÇÕES:

Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 micro cirurgias e fechamento de relaxantes, e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.



NYLON BLACK N / Poliamida Monofilamentada Preta



Códigos	Hilos		Agujas			
	Diâmetro USP	Largo	Largo	Curvatura	Diâmetro	Corte
N40.15.12T-R	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	▼ Triangular Corte Reverso
N40.15.38T-R	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	▼ Triangular Corte Reverso
N50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N60.15.12T-R	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	▼ Triangular Corte Reverso
N60.15.38T-R	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	
N60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	

CARACTERÍSTICAS:

Poliamida monofilamentada preta, alta tenacidade, baixa elasticidade e agulhas de corte triangular reverso nos diâmetros estreito (N = <0.39 mm), e/ou diâmetro regular (R = >0.40 mm).

INDICAÇÕES:

Cirurgias do dia a dia sem demanda estética, implantes em região posterior não associados aos enxertos, exodontia, protocolos, e região doadora de conjuntivo.



Base de Treinamento Techsuture

CARACTERÍSTICAS:

Espuma viscoelástica com sequência de suturas impressas e QRcode com videos do passo a passo das suturas.

INDICAÇÕES:

Treinamento de Incisões e Suturas.

Agulhas 3/8 Círculo e 1/2 Círculo de 15mm em tamanho real

3/8 Círculo
Narrow
Diâmetro < 0.39mm



1/2 Círculo
Narrow
Diâmetro < 0.39mm



3/8 Círculo
Regular
Diâmetro > 0.40mm



1/2 Círculo
Regular
Diâmetro > 0.40mm



As agulhas com > 0.40mm têm o código terminando com a letra **R (Diâmetro Regular)** e agulhas com < 0.39mm têm o código terminando com a letra **N (Diâmetro Narrow/Estreito)**.



www.techsuture.com.br

comercial@techsuture.com.br

Bauru | São Paulo

SAC (14) 99744 6863

@techsuture

@techsuture

